



Medicinski pripomoček za zdravljenje kožnih poškodb

SESTAVA:

Sestavine: oljčno olje z dodanim kisikom

Neaktivne sestavine: nobenih.

OPIS IZDELKA - NOVOX je medicinski pripomoček za zdravljenje razjed in poškodb kože, ki pospeši celjenje, saj s svojim filmogenim in zaščitnim delovanjem varuje kožo pred patogeni. **NOVOX** je oljnati gel v brizgi z enim odmerkom, z nepredušnim zamaškom v hermetično zaprtem in neizbrisno označenem ovoju iz večplastnega polietilena.

NAVODILA - Pod zdravniškim nadzorom se **NOVOX** lahko uporablja za zdravljenje:

- poškodb (na primer odrgnin in raztrganin);
- venskih razjed in razjed zaradi pritiska;
- fistul in nezaceljenih kirurških ran.

KONTRAINDIKACIJE - NOVOXA ne uporabljajte, če ste preobčutljivi ali alergični na sredstvo ali na njegove sestavine.

NAVODILA ZA UPORABO - Uporaba **NOVOXA** je namenjena predvsem zdravstvenim delavcem z znanjem o zdravlilih. Z enostavnim usposabljanjem in rednim nadzorom s strani zdravstvenih delavcev ga lahko uporabljajo tudi osebe brez specifičnega znanja.

Pred uporabo in po njej si dobro umijte roke, med nanašanjem sredstva pa uporabljajte rokavice za enkratno uporabo.

Medicinski pripomoček **NOVOX** lahko uporabljate samostojno ali v kombinaciji z drugimi oblogami, ki se ne oprijemljejo podlage oziroma po presoji zdravnika. Morebitna okužba rane ne pomeni kontraindikacije za uporabo sredstva **NOVOX**.


Za kožne poškodbe, rane, preležanine in razjede


- Pred nanašanjem sredstva očistite prizadeti predel s fiziološko raztopino, sterilno vodo ali drugo ustrezno raztopino.
- Neposredno pred uporabo sredstva snemite zamašek z brizge, tako da ga močno povlečete in rahlo zavrtite, da se lažje sprosti.
- Na poškodbo nanesite nekaj milimetrski (2-4 mm) sloj sredstva, ki naj po možnosti sega preko prizadetega predela.
- Prekrijte z oblogo, ki se ne oprijemlje podlage in lahko ohranja vlažnost. **Svetujemo vam, da pri ranah z obilnim izločanjem prekrijete sloj NOVOXA z vpojno oblogo.**
- Odstranite oblogo, tako da jo omočite s fiziološko raztopino, kadar je klinično indicirano (na primer pri izločanju tekočine, prekomernem krvavenju, sumu na okužbo ipd.). Če je oblogo težko odstraniti, jo v celoti namočite s fiziološko raztopino ali sterilno vodo in jo počasi odlepate.
- Sredstvo lahko nanašate 2-3 krat na teden največ 30 dni. Vendar je v skladu s celjenjem priporočljivo postopno zmanjševati pogostost nanašanja. Pri velikih ranah uporabite več odmerkov (brizg).









OPOZORILA - Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti. Izdelek vsebuje en odmerek, odprte embalaže ne shranjujte za poznejšo uporabo, tudi če ste porabili le del sredstva, saj v primeru ponovne uporabe ni mogoče izključiti tveganja okužbe rane. Izdelka ne uporabljajte za zdravljenje več kot enega bolnika: pri uporabi na več bolnikih ni mogoče izključiti prenosa patogenov. Izdelka ne uporabljajte, če opazite, da je embalaža odprta ali poškodovana. Izdelka ne uporabljajte v kombinaciji z zdravili za topično uporabo. Rahlo pekoč občutek ob nanosu je lahko normalen in običajno izzveni v nekaj sekundah po nanosu. V primeru močnega ali dlje časa trajajočega draženja prenehajte z uporabo in o tem obvestite zdravnika ali zdravstveno osebje. V primeru nenamernega zaužitja poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite etiketo. Shranjujte izven dosega otrok.

Za dodatne informacije se obrnite na proizvajalca **MOSS S.p.A.** (moss@moss-info.it)

SHRANJEVANJE: - Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

 **MOSS S.p.A.** - Via all'Erno 5, 28040 Lesa (NO), ITALIJA, tel.: 0322.772032, faks: 0322.292733 - moss@moss-info.it - www.moss-brand.com

 0477 Datum zadnjega popravka navodil: Rev. 04 z dne 8. 9. 2017

| | | | |
|--|---------------------|---|---|
|  | Za enkratno uporabo |  | Preberite navodila |
|  | Rok uporabnosti |  | Shranjujte pri temperaturi do 25 °C |
|  | Št. lota |  | Preberite navodila za uporabo |
|  | Koda izdelka |  | Izdelka ne uporabljajte, če opazite, da je embalaža poškodovana |